

## Anticorpo Policlonal Anti-Fxyd3 Para Ihc-P, Elisa - Q14802

Número do item: CM0019357

### introdução

Anticorpo policlonal FXYD3 de alta qualidade validado para IHC-P e ELISA. Detecta FXYD3/Mat-8 humano, um regulador da sódio/potássio-ATPase, ideal para estudos de transporte de íons e biomarcadores de câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | FXYD3 pAb de Coelho                                                                                                     |
| Observações/Apelido | MAT8; PLML; FXYD3                                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)     | 5349                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-87 do FXYD3 humano (NP_005962.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                  |
| Aplicação           | IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                  |
| SWISS               | Q14802                                                                                                                  |
| Peso da Proteína    | 9kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                            |