

Anticorpo Policlonal Anti-Fxyd6 Para Wb, Elisa - Q9H0Q3

Número do item: CM0017723



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FXYD6 (fosfohipolina) humana, adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo o regulador da ATPase de sódio/potássio para pesquisa de transporte de íons.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FXYD6 pAb de coelho
Observações/Apelido	FXYD6
Espécie	Humano
ID do Gene	53826
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-95 de FXYD6 humana (NP_071286.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0Q3
Peso Molecular da Proteína	11 kDa
Transporte	Bolsa de gelo