

Anticorpo Policlonal Anti-Fxyd7 Para Wb, Elisa - P58549

Número do item: CM0016844

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FXYD7 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação da ATPase de sódio/potássio e transporte de íons.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FXYD7 Rabbit pAb
Observações/Alias	FXYD7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	53822
GeneID	53822
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 da FXYD7 humana (NP_071289.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P58549
Peso da Proteína	9kDa
Envio	Bolsa de gelo