


Anticorpo Policlonal Anti-Fyb Para Wb, Elisa - O15117

Número do item: CM0016252



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FYB humano (proteína de ligação ao FYN 1), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para estudar sinalização de células T e remodelação do citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	
Nome do Produto	FYB pAb de Coelho
Observações/Apelido	FYB; ADAP; THC3; PRO0823; SLAP130; SLAP-130
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2533
ID do Gene	2533
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 678-829 do FYB humano (NP_001456.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15117
Peso Proteico	85kDa
Envio	Saco de gelo