

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fyn Para Wb, Elisa - P06241

Número do item: CM0007901



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho altamente validado contra Fyn humano (P06241), específico para aplicações de WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de tirosina-quinases na resposta imune, orientação axonal e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-Fyn
Observações/alias	SLK, SYN, p59-FYN, Fyn
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	2534
ID do gene	2534
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da Fyn humana (P06241)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P06241
Peso da proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo