

Anticorpo Policlonal Anti-Fzd3 Para Wb, Elisa - Q9Npg1

Número do item: CM0016105



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a Frizzled-3 humana (FZD3), validado para aplicações de WB e ELISA. Ideal para estudar a sinalização Wnt, a neurogênese e a polaridade celular planar. Apresenta reação cruzada com rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-FZD3
Observações/Apelido	Fz-3; FZD3
Espécie	Humana
GeneID	7976
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-205 da FZD3 humana (NP_059108.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9NPG1
Peso da Proteína	76 kDa
Transporte	Bolsa de gelo