


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fzd4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9ULv1

Número do item: CM0028027



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-FZD4 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece Frizzled-4 de humano, camundongo e rato. Imunógeno recombinante. Ideal para estudos de sinalização Wnt e vascularização retiniana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FZD4 Rabbit pAb
Observações/Alias	Fz4; EVR1; FEVR; Fz-4; FzE4; GPCR; hFz4; CD344; FZD4S; FZD4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8322
ID do Gene	8322
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-179 da FZD4 humana (NP_036325.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULV1
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo