

Anticorpo Policlonal Anti-Fzd6 Para Wb, Elisa - 060353

Número do item: CM0015146



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Frizzled-6 (FZD6) humano, adequado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para estudos de sinalização Wnt e polaridade celular planar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	FZD6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FZ6; FZ-6; HFZ6; NDNC1; NDNC10; FZD6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8323
GeneID	8323
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-201 do FZD6 humano (NP_003497.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O60353
Peso Proteico	79kDa
Envio	Saco de gelo