

## Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Fzd7 Para Wb, Elisa - 075084

Número do item: CM0030112



### introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade contra Frizzled-7 (FZD7) humano. Validado para WB e ELISA, detecta FZD7 humano e murino (predito de 64 kDa). Ideal para pesquisa em sinalização Wnt e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | FZD7 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | FzE3; FZD7                                                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 8324                                                                                                                     |
| GeneID              | 8324                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do FZD7 humano (NP_003498.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                       |
| SWISS               | O75084                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 64kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                            |