

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Fzd8 Para Wb E Elisa - Q9H461

Número do item: CM0023335



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a Frizzled-8 (FZD8, FZ-8) humano, validado em WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. O imunógeno abrange os aminoácidos 130-275. Adequado para estudos de sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FZD8 Rabbit pAb
Observações/Alias	FZ-8; hFZ8; FZD8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8325
GeneID	8325
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-275 do FZD8 humano (NP_114072.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H461
Peso da Proteína	73kDa
Transporte	Bolsa de gelo