

Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Fzd9 Para Wb E Elisa - 000144

Número do item: CM0030508

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Frizzled-9 (FZD9, CD349) humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização Wnt e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FZD9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FZD3, CD349, FZD9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8326
ID do Gene	8326
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 469-591 da FZD9 humana (NP_003499.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00144
Peso Molecular da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo