

Anticorpo Policlonal Anti-G0S2 Para Wb, Elisa - P27469

Número do item: CM0017287

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra G0S2 humano, uma proteína mitocondrial que promove a apoptose ao se ligar à BCL2. Validado para Western blot e ELISA, é ideal para estudos da regulação da morte celular e dos mecanismos do interruptor G0/G1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	G0S2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	G0S2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	50486
ID do Gene	50486
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da G0S2 humana (NP_056529.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27469
Peso da Proteína	11 kDa
Envio	Bolsa de gelo