

Anticorpo Policlonal Anti-G0S2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27469

Número do item: CM0029307

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína G0S2 humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. O G0S2 promove a apoptose ao ligar-se ao BCL2 e localiza-se nas mitocôndrias. Ideal para pesquisas sobre apoptose e ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	G0S2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	G0S2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50486
GeneID	50486
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do G0S2 humano (NP_056529.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27469
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco de gelo