

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-G2E3 Para Wb E Elisa - Q7L622

Número do item: CM0017357

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao G2E3 humano, uma ligase E3 de ubiquitina para monoubiquitinação da histona H3K14. Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano, rato, rato. Ideal para estudos de cromatina e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	G2E3 Coelho pAb
Observações/Apelido	PHF7B; KIAA1333; G2E3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55632
ID do Gene	55632
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do G2E3 humano (NP_060239.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q7L622
Peso Proteico	81kDa
Envio	Saco de Gelo