

Anticorpo Policlonal Anti-G3Bp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13283

Número do item: CM0023507



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao G3BP1 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece proteína de humano, rato, rato. Ferramenta essencial para investigar a dinâmica dos grânulos de estresse, imunidade inata e funções da helicase de ácido nucleico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	G3BP1 Coelho pAb
Observações/Apelido	G3BP; HDH-VIII; G3BP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10146
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 131-330 do G3BP1 humano (NP_938405.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q13283
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de Gelo