

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-G3Bp1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13283

Número do item: CM0005001



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a G3BP1 humana (proteína 1 de ligação à proteína ativadora de GTPase Ras). Validado para Western blotting, imunofluorescência/imunocitoquímica, imunoprecipitação e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de grânulos de estresse e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	G3BP1 Coelho mAb
Observações/Alias	G3BP; HDH-VIII; G3BP1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10146
GeneID	10146
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 350-450 de G3BP1 humana (Q13283)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13283
Peso Proteico	52kDa
Transporte	Bolsa de gelo