

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-G3Bp1 [Validado Por Ko] Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13283

Número do item: CM0004864

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra G3BP1 humana, validado para Western blot, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reconhece G3BP1 de humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de grânulos de estresse, imunidade inata e estudos de helicases.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb G3BP de coelho [Validado por KO]                                                                                       |
| Observações/Apelido | G3BP; HDH-VIII                                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 10146                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-323 da G3BP1 humana (NP_938405.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | Q13283                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 52 kDa/14 kDa                                                                                                              |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                              |