

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-G3Bp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Un86

Número do item: CM0030626



introdução

G3BP2 pAb de coelho (policlonal) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Alvo a proteína de estojo de grânulos de estresse (54kDa) crítica para a sinalização antiviral. Ideal para pesquisa em biologia do RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	G3BP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	G3BP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9908
ID do Gene	9908
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-280 do G3BP2 humano (NP_987100.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UN86
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo