


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-G6Pc Para Wb, Elisa - P35575

Número do item: CM0019767



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra G6PC (subunidade catalítica 1 da glicose-6-fosfatase). Validado para aplicações de WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo de glicogenólise, gliconeogênese e doença de armazenamento de glicogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	G6PC Rabbit pAb
Observações/Alias	G6PC; G6PT; GSD1; GSD1a; G6Pase
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2538
ID do Gene	2538
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35575
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo