

Anticorpo Policlonais Anti-G6Pd Para Wb, If/Icc, Elisa - P11413

Número do item: CM0017705



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a G6PD (G6PD1), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com espécies humanas, de camundongo e rato. Indicado para investigar a função da glicose-6-fosfato desidrogenase em vias metabólicas, anemia hemolítica e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	G6PD Rabbit pAb
Observações/Alias	G6PD1; G6PD
Espécie	Humana
GeneID	2539
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 195-515 da G6PD humana (NP_001035810.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11413
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo