

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-G6Pd Para Wb, Elisa - P11413

Número do item: CM0002292



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra G6PD humano, validado para WB e ELISA. Detecta G6PD endógeno (~59 kDa), uma enzima chave na via das pentoses fosfato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo e anemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	G6PD Rabbit mAb
Observações/Apelido	G6PD1; G6PD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2539
GeneID	2539
Imunogénio	Peptídeo Sintético correspondente aos aminoácidos 400-500 do G6PD humano (P11413)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11413
Peso Proteico	59kDa
Envio	Saco de gelo