

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-G6Pd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11413

Número do item: CM0011775



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade contra G6PD humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta G6PD de humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de vias metabólicas e biologia do redox.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	G6PD Rabbit mAb
Observações/Alias	G6PD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2539
GeneID	2539
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 416-515 da G6PD humana (NP_001035810.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11413
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo