

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-G6Pd Para Wb, If/Icc, Elisa - P11413

Número do item: CM0015015



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-G6PD validado para WB, IF/ICC e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a via das pentoses fosfato, metabolismo de NADPH e enzimopatias de glóbulos vermelhos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	G6PD Rabbit pAb
Observações/Apelido	G6PD1; G6PD
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2539
GeneID	2539
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 415-515 do G6PD humano (NP_001035810.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11413
Peso Proteico	59kDa
Envio	Saco de gelo