


Anticorpo Policlonal Anti-Gaa De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P10253

Número do item: CM0028260



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a alfa-glicosidase lisossomal humana (GAA), validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Essencial para a degradação do glicogênio; relevante para pesquisas sobre doenças de armazenamento de glicogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GAA Rabbit pAb
Observações/Apelás	LYAG; GAA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2548
GeneID	2548
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 do GAA humano (NP_000143.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10253
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Saco com gelo