

Anticorpo Monoclonal Anti-Gaba A Receptor Beta 1 (Gabrb1) Para Wb, Elisa - P18505

Número do item: CM0003136



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-GABA A Receptor beta 1 (GABRB1) validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de neurotransmissão inibitória e epilepsia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GABA A Receptor beta 1 (GABRB1) mAb de Coelho
Observações/Apelido	DEE45; EIEE45; GABA A Receptor beta 1 (GABRB1)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2560
GeneID	2560
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 do GABA A Receptor beta 1 (GABRB1) humano (NP_000803.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18505
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo