


Anticorpo Monoclonal Anti-Gabarap Para Wb, Elisa - O95166

Número do item: CM0009468



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao GABARAP humano, adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em autofagia e transporte intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GABARAP Rabbit mAb
Observações/Alias	MM46; ATG8A; GABARAP-a; GABARAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11337
GeneID	11337
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GABARAP humano (O95166)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95166
Peso Proteico	14kDa
Envio	Bolsa de gelo