

Anticorpo Policlonal Anti-Gabarap Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095166

Número do item: CM0013774



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho GABARAP validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta GABARAP humano, de rato e camundongo, uma proteína chave no transporte de autofagia e receptores GABA(A). Ideal para pesquisa em neurologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GABARAP Coelho pAb
Observações/Apelido	MM46, ATG8A, GABARAP-a, GABARAP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11337
ID do Gene	11337
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GABARAP humano (NP_009209.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095166
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo