


Anticorpo Policlonal Anti-Gabarap Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095166

Número do item: CM0016952



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GABARAP, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre autofagia e tráfego de receptores GABA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GABARAP Rabbit pAb
Observações/Apelido	MM46; ATG8A; GABARAP-a; GABARAP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11337
ID do Gene	11337
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GABARAP humano (NP_009209.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095166
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco com gelo