


Anticorpo Monoclonal Anti-Gabarapl1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0R8

Número do item: CM0005460



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra GABARAPL1 humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo uma proteína envolvida na autofagia e no tráfego de receptores. Ideal para estudos de neurociência e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GABARAPL1 Rabbit mAb
Observações/Alíase	GABARAPL1; APG8-LIKE; APG8L; ATG8; ATG8B; ATG8L; GEC1; Proteína associada ao receptor GABA tipo A como 1
Espécie	Humano
ID do Gene	23710
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de GABARAPL1 humana. (NP_113600.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0R8
Peso da Proteína	14kDa/17kDa
Transporte	Bolsa de gelo