


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gabarapl1 Para Wb, Elisa - Q9H0R8

Número do item: CM0028183



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GABARAPL1 (GEC1, ATG8L). Validado para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Investiga autofagia e tráfego de receptor opioide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GABARAPL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ATG8, GEC1, APG8L, ATG8B, ATG8L, APG8-LIKE, GABARAPL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23710
GeneID	23710
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-50 do GABARAPL1 humano (NP_113600.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0R8
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco com gelo