


Anticorpo Policlonal Anti-Gabarapl2 Para Wb, Elisa - P60520

Número do item: CM0020665



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GABARAPL2 humano, adequado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Tem como alvo uma proteína envolvida na autofagia e no tráfego intra-Golgi; ideal para pesquisas em biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GABARAPL2 Rabbit pAb
Observações/alias	ATG8; GEF2; ATG8C; GEF-2; GATE16; GATE-16; GABARAPL2
Espécie	Humano
ID do gene	11345
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-50 de GABARAPL2 humano (NP_009216.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P60520
Peso da proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo