

Anticorpo Policlonal Anti-Gabpa Para Wb, Elisa - Q06546

Número do item: CM0017056

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à cadeia alfa da proteína de ligação a GA humana (GABPA/NRF2α). Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com humanos e ratos. Ideal para pesquisas sobre regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GABPA Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	NFT2; NRF2; NRF2A; E4TF1A; E4TF1-60; RCH04A07; GABPA
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	2551
ID do gene	2551
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da GABPA humana (NP_002031.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q06546
Peso da proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo