

Anticorpo Policlonal Anti-Gabpb1 Para Wb E Elisa - Q06547

Número do item: CM0029636

introdução

Anticorpo policlonal de coelho para GABPB1, um fator de transcrição que regula genes mitocondriais codificados no núcleo. Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano e camundongo; 42kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GABPB1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	E4TF1; GABPB; BABPB2; E4TF1B; GABPB2; NRF2B1; NRF2B2; GABPB-1; E4TF1-47; E4TF1-53; GABPB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2553
GeneID	2553
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 231-395 do GABPB1 humano (NP_005245.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q06547
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo