

Anticorpo Policlonal Anti-Gabpb2 Para Wb, Elisa - Q8Tak5

Número do item: CM0030930

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GABPB2 humano, validado para WB e ELISA. Aplicável a amostras de rato e camundongo. Ideal para estudar a regulação da transcrição envolvendo repetições ricas em GA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GABPB2 Coelho pAb
Observações/Apelido	GABPB-2; GABPB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	126626
ID do Gene	126626
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 239-448 do GABPB2 humano (NP_653219.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8TAK5
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de gelo