

## Anticorpo Policlonal Anti-Gabra1 Para Wb, Elisa - P14867

Número do item: CM0014013



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GABRA1 humano (GABAAR alfa-1). Adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de neurotransmissão inibitória e epilepsia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | GABRA1 Rabbit pAb                                                                                                                                   |
| Observações/Apelido | EJM; ECA4; EJM5; DEE19; EIEE19; GABRA1                                                                                                              |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                              |
| ID do Gene (Humano) | 2554                                                                                                                                                |
| ID do Gene          | 2554                                                                                                                                                |
| Imunógeno           | Proteína recombinante   Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-251 do GABRA1 humano (NP_000797.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                              |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                                                    |
| SWISS               | P14867                                                                                                                                              |
| Peso da Proteína    | 52 kDa                                                                                                                                              |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                        |