

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gabra2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P47869

Número do item: CM0022610



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a subunidade alfa-2 do receptor GABA(A), validado para Western blot, IHC-P e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas em neurociência e estudos sobre epilepsia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GABRA2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DEE78; EIEE78; GABRA2
Espécie	Humana
ID do gene	2555 (Humano)
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 300-400 do GABRA2 humano (NP_000798.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P47869
Peso molecular	51 kDa
Envio	Em bolsa de gelo