


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gabra3 Para Wb E Elisa - P34903

Número do item: CM0015917



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GABRA3 validado para WB e ELISA. Reage com GABRA3 de humano, camundongo e rato. Útil para pesquisas sobre neurotransmissores inibitórios e canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GABRA3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EPILX2; GABRA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2556
GeneID	2556
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-276 da GABRA3 humana (NP_000799.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P34903
Peso Proteico	55kDa
Envio	Bolsa de gelo