

Anticorpo Policlonal Anti-Gabra5 Para Wb, Elisa - P31644

Número do item: CM0017253



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a subunidade alfa-5 do receptor do ácido gama-aminobutírico (GABRA5). Adequado para WB e ELISA com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Uma ferramenta valiosa para investigar a sinalização GABAérgica e distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GABRA5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DEE79; EIEE79; GABRA5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2558
GeneID	2558
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-259 do GABRA5 humano (NP_000801.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31644
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco com gelo