

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gabra5 Para Wb E Elisa - P31644

Número do item: CM0030552



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a subunidade alfa-5 do receptor GABA(A) (GABRA5). Validado para aplicações de Western blot e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GABRA5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DEE79; EIEE79; GABRA5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2558
ID do Gene	2558
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P31644
Peso da Proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo