

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gabrd Para Wb, Elisa - O14764

Número do item: CM0024062



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a GABRD humana (subunidade delta do receptor GABA(A)), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. Ideal para pesquisa sobre inibição GABAérgica tônica, regulação do sono e epilepsia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GABRD Rabbit pAb
Observações/Alias	EJM7; EIG10; GEFSP5; GABRD
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2563
GeneID	2563
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-248 da GABRD humana (NP_000806.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O14764
Peso Proteico	51kDa
Envio	Bolsa de gelo