

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gabrg1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N1C3

Número do item: CM0015193

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o GABRG1 humano (subunidade gama-1 do receptor GABA(A)). Adequado para WB, IF/ICC e ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de receptores de neurotransmissores inibitórios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GABRG1 pAb de coelho
Observações/Apelido	GABRG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2565
GeneID	2565
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-260 do GABRG1 humano (NP_775807.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8N1C3
Peso da proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo