

Anticorpo Monoclonal Anti-Gad65/Gad2 Para Wb, Ip, Elisa - Q05329

Número do item: CM0006565



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à GAD65/GAD2 humana (glutamato descarboxilase 2). Validado para WB, IP, ELISA com reatividade cruzada em camundongo e rato. Ideal para biossíntese de GABA e pesquisa neurológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-GAD65/GAD2
Observações/Alias	GAD65; GAD65/GAD2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2572
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-125 da GAD65/GAD2 humana (NP_000809.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q05329
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Bolsa de gelo