

Anticorpo Monoclonal De Anti-Gad65/Gad2 De Camundongo Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q05329

Número do item: CM0009906



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo contra GAD65/GAD2 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo a isoforma de 65kDa da descarboxilase do glutamato envolvida na biossíntese de GABA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GAD65/GAD2 mAb de Camundongo
Observações/Apelido	GAD65
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2572
GeneID	2572
Imunógeno	Proteína recombinante de GAD65/GAD2 humano
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05329
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco de gelo