


Anticorpo Policlonais Anti-Gad67/Gad1 Para Wb, If-P, Elisa - Q99259

Número do item: CM0030383



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a GAD67/GAD1 humano (enzima de síntese de GABA) para WB, IF-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GAD67/GAD1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GAD; SCP; CPSQ1; DEE89
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2571
GeneID	2571
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 141-240 do GAD67/GAD1 humano (NP_000808.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99259
Peso Proteico	67kDa
Transporte	Bolsa de gelo