


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gad67/Gad1 Para Wb E Elisa - Q99259

Número do item: CM0003224



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-GAD67/GAD1 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Detecta GAD67 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas em neurociência, neurobiologia e metabolismo de GABA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GAD67/GAD1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	GAD; SCP; CPSQ1; DEE89; GAD67/GAD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2571
GeneID	2571
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GAD67/GAD1 humano (Q99259).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99259
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Saco com gelo