


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gadd45A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24522

Número do item: CM0021059



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GADD45A (DDIT1), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com as espécies humana, de rato e de camundongo. Adequado para aplicações de pesquisa em dano ao DNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GADD45A pAb de Coelho
Observações/Apelido	DDIT1; GADD45; GADD45A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1647
GeneID	1647
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-165 da GADD45A humana (NP_001915.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24522
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo