


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gadd45G Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95257

Número do item: CM0014724



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GADD45G (CR6/DDIT2), validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Envolvido em parada de crescimento, apoptose e sinalização MAPK responsiva ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GADD45G pAb de Coelho
Observações/Apelido	CR6; DDIT2; GRP17; GADD45gama; GADD45G
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10912
ID do Gene	10912
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-159 do GADD45G humano (NP_006696.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95257
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de Gelo