

Anti-Gal3St4 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q96Rp7

Número do item: CM0026059

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GAL3ST4 humano (galactose-3-O-sulfotransferase 4) para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar vias de sulfatação em glicoproteínas O-ligadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GAL3ST4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GAL3ST-4; GAL3ST4
Espécie	Humano
ID do Gene	79690
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 137-486 do GAL3ST4 humano (NP_078913.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96RP7
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo