

Anticorpo Monoclonal Anti-Galactosidase Alfa (Gla) Para Wb, Elisa - P06280

Número do item: CM0008550



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra Galactosidase alfa (GLA) humana, adequado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de glicosfingolipídios e doença de Fabry.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Galactosidase alfa (GLA) Rabbit mAb
Observações/Alíase	GALA; Galactosidase alfa (GLA)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2717
GeneID	2717
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da Galactosidase alfa (GLA) humana (GLA) (P06280).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06280
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo