


Anticorpo Policlonal Anti-Alfa-Galactosidase (Gla) Para Wb E Elisa - P06280

Número do item: CM0018286



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à alfa-galactosidase A humana (GLA), adequado para Western blot e ELISA. Apoia pesquisas sobre o metabolismo lisossomal de glicosfingolípídios e a doença de Fabry.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Galactosidase alfa (GLA) pAb de coelho
Observações/alias	GALA; Galactosidase alfa (GLA)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2717
GeneID	2717
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-429 da galactosidase alfa (GLA) humana (NP_000160.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P06280
Peso da proteína	49 kDa
Envio	Bolsa de gelo